



PRODUCT NAME: DR WOUND DEBRICLEAR GEL
PRODUCT SIZE(ml): 15ml,20ml,30ml,50ml,60ml.



Dr Wound Debriclear Gel is a gel with the main component of sodium alginate and sodium hyaluronate. This product is suitable for removing necrotic and slough tissues autolytically without damaging the viable healing tissue.

Active Ingredient:

Sodium alginate and sodium hyaluronate.

Intended use:

Dr Wound Debriclear Gel is intended for removing necrotic and slough tissues autolytically without damaging the viable healing tissue. It can be used for all types of wounds with necrotic or slough tissue.

Indication:

All types of wound with necrotic or slough tissue.

Features and Benefits:

- Moisturizing dry, necrotic tissues
- Non invasive
- Selective autolytic debridement with no pain and bleeding
- Biocompatible

How To Use:

- 1.Clean wound area with Dr Wound Nano Silver Spray or other appropriate cleansing solutions. Do not dab dry.
- 2.Place Dr Wound Debriclear Gel on desired area.
- 3.Cover it with appropriate non-adherent absorbent dressing.
- 4.Fix it with appropriate surgical dressing.

Storage:

Store in a cool, dry place at temperature below 30°C. Keep away from direct sunlight.

Warning:

- Dr Wound Debriclear Gel is intended for external use on skin and wounds. Avoid contact with eyes, mucous membranes, and internal body cavities. If contact occurs, rinse immediately with water.
- Dr Wound Debriclear Gel should never be ingested. If swallowed, seek medical attention immediately.
- Do not use if the seal is broken or the product appears damaged.
- If irritation, redness, or any adverse reaction occurs, discontinue use and consult a healthcare professional.

Contraindications :

Dr Wound Debriclear Gel should not be used in patients with known allergies to sodium alginate, sodium hyaluronate, or other components.

The gel is also not intended for use in the eyes or mucous membranes unless directed by a healthcare professional.

Manufactured and Distributed by :
Dikilang dan Diedarkan oleh :



Advanced Care Today

Farmasia Sdn Bhd
B2-2 Block Ribosom,
UKM-MTDC Technology Centre,
43650 Bandar Baru Bangi, Selangor,
Malaysia.

NAMA PRODUK : DR WOUND DEBRICLEAR GEL
SAIZ PRODUK (ml) : 15ml,20ml,30ml,50ml,60ml.



Dr Wound Debriclear Gel ialah gel dengan komponen utama sodium alginate dan sodium hyaluronate. Produk ini sesuai digunakan untuk menyingkirkan tisu nekrotik dan tisu mati lempap secara autolitik tanpa merosakkan tisu hidup yang sedang sembuh.

Bahan Aktif:

Sodium alginate dan sodium hyaluronate.

Kegunaan:

Dr Wound Debriclear Gel bertujuan untuk menyingkirkan tisu nekrotik dan tisu mati lempap secara autolitik tanpa merosakkan tisu penyembuhan yang berdaya hidup. Ia boleh digunakan untuk semua jenis luka yang mempunyai tisu nekrotik atau slough.

Indikasi:

Dr Wound Debriclear Gel diindikasikan untuk semua jenis luka yang mempunyai tisu nekrotik atau tisu mati lempap.

Ciri-ciri dan Kelebihan:

- Melembapkan tisu nekrotik yang kering
- Tidak invasif
- Pembuangan selektif tisu mati secara autolitik tanpa kesakitan dan pendarahan
- Serasi biologi

Cara Penggunaan:

1. Bersihkan kawasan luka menggunakan Dr Wound Nano Silver Spray atau larutan pembersih yang sesuai. Jangan lap hingga kering.
2. Sapukan Dr Wound Debriclear Gel pada kawasan yang diperlukan.
3. Tutup dengan pembalut penyerap tidak melekat yang sesuai.
4. Lekatkan dengan pembalut pembedahan yang sesuai.

Penyimpanan:

Simpan di tempat yang sejuk dan kering pada suhu di bawah 30°C. Jauhkan daripada cahaya matahari secara langsung.

Amaran:

Dr Wound Debriclear Gel adalah untuk kegunaan luaran pada kulit dan luka sahaja. Elakkan sentuhan dengan mata, membran mukus, dan rongga dalaman badan. Jika berlaku sentuhan, bilas segera dengan air.

Dr Wound Debriclear Gel tidak boleh ditelan. Jika tertelan, dapatkan rawatan perubatan dengan segera.

Jangan gunakan jika penutup keselamatan rosak atau produk kelihatan rosak.

Jika berlaku iritasi, kemerahan, atau sebarang tindak balas buruk, hentikan penggunaan dan rujuk kepada profesional penjagaan kesihatan.

Kontraindikasi:

Dr Wound Debriclear Gel tidak boleh digunakan oleh pesakit yang mempunyai alahan terhadap sodium alginate, sodium hyaluronate, atau mana-mana komponen lain.

Gel ini juga tidak bertujuan untuk digunakan pada mata atau membran mukus kecuali diarahkan oleh profesional penjagaan kesihatan.

Manufactured and Distributed by :
 Dikilang dan Diedarkan oleh :



Advanced Care Today

Farmasia Sdn Bhd
 B2-2 Block Ribosom,
 UKM-MTDC Technology Centre,
 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor,
 Malaysia.