



PRODUCT NAME : DR WOUND NANO SILVER SPRAY

PRODUCT SIZE (ml) : 50ml & 100ml

**Dr wound Nano Silver Spray** contains Water and Nano Colloidal Silver.

Based on breakthrough in nanotechnology, it is indicated for rinsing and cleansing spray solution for cleaning all types of wounds.

**Active ingredient :**

Nano Colloidal Silver

**Functions:**

Effectively kills more than 650 microorganism (bacteria, fungus, and virus)

Non Alcohol

Non-irritant

**Storage Condition:**

Store at room temperature.

Keep the packaging tightly closed and away from heat sources.

**Indication:**

It is suitable for all types of wound. Minor cuts and scratches, first and second degree burns, abrasion, post-surgery wound, episiotomy, cesarean wound, circumcision, diabetic ulcer and first aid.

**Contraindications:**

Dr Wound Nano Silver Spray should not be used on person with a known allergy or sensitivity to any of its components or ingredients.

**Direction:**

1. Wash hands thoroughly before and after use.

2. Prime the spray with 4 or 5 pumps.

3. Hold the spray approximately 5-10cm from the area requiring cleansing. An area of about 10x10cm will require about 5 sprays to cover. If the wound contains a lot of debris, slough, is at risk of infection and/or requires irrigation more sprays will be necessary.

4. Allow Dr Wound Nano Silver Spray to dry naturally, this may take up to about a minute.

5. Cover with a secondary dressing suitable for the wound type.

6. Repeat application at every dressing change.

7. Do not dilute.

**Cautions:**

- Dr Wound Nano Silver Spray is for single patient use only.

- Do not use if the product packaging is open or damaged.

- Use on paediatrics and breast feeding women under medical supervision.

- Product should be disposed in waste bins properly.

- Do not use if skin reaction observed.

- Avoid contact with eyes.



50ML

FFP005.050

100ML

FFP005.100

**Dr Wound Nano Silver Spray** mengandungi air dan Nano Colloidal Silver.

Berdasarkan kajian dalam nanoteknologi, produk ini berfungsi sebagai pembilas dan pembersih berbentuk larutan semburan untuk membersihkan semua jenis luka.

**Bahan Aktif :**

Nano Colloidal Silver

**Fungsi:**

Bertindak membunuh lebih 650 mikroorganisma (bakteria, kulat, and virus)

Tanpa Alcohol

Tidak merengsakan kulit

**Kaedah Penyimpanan:**

Simpan pada suhu bilik.

Pastikan produk ditutup rapat dan jauh daripada sumber haba.

**Indikasi:**

Sesuai untuk semua jenis luka. Torehan dan calar kecil, luka terbakar tahap satu dan dua, lelasan, luka selepas pembedahan, episiotomi, luka cesar, berkhatan, ulser diabetes dan pertolongan cemas.

**Kontraindikasi:**

Penggunaan Dr Wound Nano Silver Spray tidak digalakkan kepada sesiapa yang mempunyai alergi atau kulit sensitif terhadap kandungan atau ramuan produk.

**Cara Penggunaan:**

1. Basuh tangan dengan bersih sebelum dan selepas penggunaan.

2. Sembur antara 4 ke 5 pam.

3. Jarak semburan mestilah 5-10cm daripada tempat yang ingin disemur. Kawasan semburan yang berkeluasan 10x10cm memerlukan kira-kira 5 kali semburan. Jika jenis luka mempunyai selaput atau nanah yang berisiko untuk menghadapi jangkitan dan/atau memerlukan pengairan, semburan yang lebih banyak adalah diperlukan dalam merawat luka.

4. Biarkan Dr Wound Nano Silver Spray kering dengan sendiri, ia mengambil anggaran masa dalam seminit untuk kering.

5. Tutup dengan pambalut sekunder yang sesuai dengan jenis luka.

6. Ulangi aplikasi pada setiap rawatan pembersihan luka.

7. Jangan cairkan.

**Amaran:**

- Dr Wound Nano Silver Spray digunakan hanya untuk seorang pesakit sahaja.

- Jangan gunakan jika pembungkusan produk terbuka atau rosak.

- Penggunaan oleh kanak-kanak dan wanita yang mempunyai anak mestilah di bawah penyeliaan perubatan.

- Produk harus dibuang ke tong sampah dengan betul.

- Jangan teruskan penggunaan sekiranya terdapat iritasi pada kulit & segera dapatkan rawatan doktor.

- Elakkan terkena mata.

This product is verified by  
Produk ini disahkan oleh:



Manufactured and Distributed by:  
Diklikang dan Didistributikan oleh:



Advanced Care Today

Farmasia Sdn Bhd (772557-D)  
B2-2 Ribosom Block,  
UM-MATC Technology Centre,  
43650, Bandar Baru Bangi,  
Selangor, Malaysia.



PRODUCT NAME : DR WOUND BIOHEAL GEL

PRODUCT SIZE (ml) : 7ml, 20ml & 60ml

**Dr Wound BioHeal Gel** provides moist environment and attracts necessary cells including proteins for faster wound healing.

**Active ingredient :**  
Chitosan Biopolymer

**Functions:**  
Promotes healing in all types of wounds & burns.

**Storage Condition:**  
Store at (5-30°C).  
Keep away from moisture and direct sunlight.

**Indication:**  
It is suitable for dry to moderate exuding wound. Minor cuts and scratches, first and second degree burns, abrasion, post-surgery wound, episiotomy, cesarean wound, circumcision, diabetic ulcer and first aid.

**Contraindications:**  
Dr Wound BioHeal Gel should not be used on person with a known allergy or sensitivity to any of its components or ingredients.

**Direction:**  
Apply thin layer of Dr Wound BioHeal Gel on the affected area.  
Cover area with secondary dressing if necessary.

**Cautions:**

- For external use only.
- Keep out of reach of children.
- Do not use if skin reaction observed.
- Product should be disposed in waste bins properly.
- Do not use if the product packaging is open or damaged.



7ML

20ML

60ML

FFP001.007

FFP001.020

FFP001.060

**Dr Wound BioHeal Gel** membantu memberi persekitaran yang lembap dan menarik sel-sel yang diperlukan termasuk protein untuk penyembuhan luka yang cepat.

**Active ingredient :**  
Chitosan Biopolymer

**Fungsi:**  
Membantu menyembuhkan semua jenis luka dan luka terbakar.

**Kaedah Penyimpanan:**  
Simpan pada suhu (5-30°C).  
Jauhkan dari tempat yang lembap dan cahaya matahari secara langsung.

**Indikasi:**  
Sesuai untuk semua luka kering serta luka dengan eksudasi yang sederhana. Torehan dan calar kecil, luka terbakar tahap satu dan dua, lelasan, luka selepas pembedahan, episiotomi, luka cesar, berkhatan, user diabetes dan pertolongan cemas.

**Kontraindikasi:**  
Penggunaan Dr Wound BioHeal Gel tidak digalakkan kepada sesiapa yang mempunyai alergi atau kulit sensitif terhadap kandungan atau ramuan produk.

**Cara Penggunaan:**  
Sapukan Dr Wound BioHeal Gel secara lapisan nipis di kawasan luka.  
Tutup dengan pembalut sekunder yang sesuai dengan jenis luka.

**Amaran:**

- Untuk kegunaan luaran sahaja.
- Jauhi daripada kanak-kanak.
- Jangan teruskan penggunaan sekiranya terdapat iritasi pada kulit & segera dapatkan rawatan doktor.
- Produk harus dibuang ke tong sampah dengan betul.
- Jangan gunakan jika pembungkusan produk terbuka atau rosak.

Manufactured and Distributed by :  
Dikilang dan Diedarkan oleh :

**FARMASIA**

Advanced Care Today

Farmasia Sdn Bhd (772557-D)  
B2-2 Ribosom Block,  
UKM-MTDC Technology Centre,  
43650, Bandar Baru Bangi,  
Selangor, Malaysia.